

Pipetten-Versandformular & Dekontaminationserklärung



Senden Sie alle Pipetten, die vom Thermo Fisher Scientific Pipetten-Servicecenter überarbeitet werden sollen, an die Adresse am Ende dieses Formulars. Füllen Sie dieses Formular so weit wie möglich aus und legen Sie es der Sendung bei.

Unternehmen / Labor _____ Abt. _____

Kontakt _____ Tel. _____ Fax _____

E-Mail _____ Auftragsnummer _____

Rücksendeadresse _____

Rechnungsadresse _____

Hersteller	Modell / Volumen	Seriennr.	Service (1)	Reparatur (2)	Gewährleistung (3)	Thermo Scientific oder ISO8655 Kalibrierungsmethode (4)
1						<input type="checkbox"/> Thermo Sci. (standardmäßig) <input type="checkbox"/> ISO
2						<input type="checkbox"/> Thermo Sci. (standardmäßig) <input type="checkbox"/> ISO
3						<input type="checkbox"/> Thermo Sci. (standardmäßig) <input type="checkbox"/> ISO
4						<input type="checkbox"/> Thermo Sci. (standardmäßig) <input type="checkbox"/> ISO
5						<input type="checkbox"/> Thermo Sci. (standardmäßig) <input type="checkbox"/> ISO

Weitere Anmerkungen (falls nötig):

(1) Bitte angeben: „C“ für Comfort-Service (= vollständige präventive Wartung + Kalibrierung); „C-AI“ für Comfort-AI Service, einschl. Ersatzteile (nur für Finnpipetten); „B“ für Basic Service (=Funktionsprüfung + Kalibrierung).

(2) „R“ angeben, wenn die Pipette defekt ist (in diesem Fall wird Ihnen eine Kostenvoranschlag zugeschickt).

(3) „G“ angeben, wenn der Defekt der Pipette durch die Thermo Fisher Scientific Gewährleistung abgedeckt ist (Kaufdatum und Name des Händlers angeben).

(4) Die Thermo Scientific Methode beinhaltet 2 Volumen x 5 Wägevorgänge, die ISO 8655 Methode beinhaltet 3 Volumen x 10 Wägevorgänge.

DEKONTAMINATIONSERKLÄRUNG Bitte eine der folgenden Optionen ankreuzen und bei Bedarf beschreiben

Diese Pipetten wurden nicht bei invasiven Verfahren eingesetzt und sind nicht in Kontakt mit Blut oder anderen pathologischen Proben gekommen. Sie wurden als Vorbereitung für die Überprüfung oder weitere Verwendung gereinigt.

Diese Pipetten wurden gereinigt und dekontaminiert. Risiko und anzuwendende Sicherheitsvorkehrungen*

(*soweit nötig): _____

Datum: _____ Name: _____ Unterschrift: _____

ANWEISUNGEN FÜR DEN PIPETTENVERSAND

- Verpacken Sie die Pipetten in dichte Kunststoffbeutel und legen Sie sie vorsichtig in einen geeigneten Versandbehälter
- Legen Sie dieses Formular (bei Bedarf kopieren) in den Versandbehälter. Anschließend an die nachstehende Adresse senden – Vielen Dank!

Für den Versand:

Thermo Fisher Scientific – Kalibrierlabor Service
Robert-Bosch-Str. 1
63505 Langenselbold – Deutschland

Kontakt: Tel.: 0800 1 112110 - Fax: 0800 1 112114 - e-mail: service.pipette.lsb@thermofisher.com